

ELUO™: FERRAMENTA DE LIMPEZA DE NEBULIZADORES



GE GLASS EXPANSION
Quality By Design
Representante **exclusivo** no Brasil.

Tão fácil quanto 1, 2, 3

1. Encha com solvente



2. Insira o nebulizador



3. Limpar nebulizador



O acúmulo de partículas no capilar e na ponta do nebulizador faz com que o fluxo da amostra seja restringido, reduzindo assim a eficiência e o desempenho do nebulizador. Agora, nebulizadores entupidos podem ser restaurados com segurança e facilidade ao desempenho ideal com o Eluo™.

O Eluo™ foi projetado para fornecer de forma eficiente uma solução de limpeza através do capilar do nebulizador, a fim de desalojar o acúmulo de partículas e limpar completamente o nebulizador. Uma ação simples faz tudo. Nada de procedimentos complicados ou nebulizadores quebrados em banhos ultrassônicos. Use o Eluo™ regularmente para manter o desempenho do nebulizador e prolongar sua vida útil.

Informações para Pedido

Part Number	Descrição
70-ELUO	Ferramenta de Limpeza de Nebulizadores Eluo™ (Para nebulizadores concêntricos de vidro)
70-ELUO-OPD	Ferramenta de Limpeza de Nebulizadores Eluo™ (Para nebulizadores OpalMist ou DuraMist)



P/N 70-ELUO-OPD

Peça o código P/N 70-ELUO™ para nebulizadores concêntricos de vidro ou o P/N 70-ELUO-OPD para nebulizadores OpalMist™ ou DuraMist™.

Para mais informações, visite: www.mixlab.com.br

Entre em contato: vendas@mixlab.com.br