

PREMISOLV ICP SOLVENT



O PremiSolv é um solvente especialmente desenvolvido para a diluição de amostras de óleo e líquidos orgânicos em análises por ICP-AES, RDE-AES ou DCP.

conostan
an analyt**ic**chem brand

Sua pureza é assegurada: cada lote é analisado por ICP quanto à presença residual de enxofre e 40 metais, garantindo resultados confiáveis e reprodutíveis.

Além disso, o PremiSolv oferece vantagens práticas e de segurança que fazem a diferença no dia a dia do laboratório.

- Baixa toxicidade e odor quase imperceptível, quando comparado a solventes tradicionais como querosene ou xileno;
- Alta solubilidade em óleos e hidrocarbonetos, permitindo diluições consistentes;
- Ausência total de metais, evitando contaminações e interferências na análise;
- Classificação como material não perigoso, dispensando alvarás e licenças especiais para transporte e uso.

Seja na execução de métodos padrão como o ASTM D5185 ou D6595, ou na preparação de padrões de calibração de rotina, o PremiSolv atende a todos os seus requisitos.



Descrição	Tamanho	Part Number
PremiSolv	5 Galões (18.9 L)	150-700-002
PremiSolv	1 Galão (3.78 L)	150-700-003

Tamanhos adicionais disponíveis.