



Diluição Polymix30

INSTRUÇÕES DE DILUIÇÃO

1. Diluição padrão:

Diluir o conteúdo do frasco (500mL) em 3,5L de água deionizada ou destilada.

2. Diluição direta no Chiller:

A diluição poderá ser efetuada dentro do próprio Chiller, adicionar o conteúdo do frasco (500mL) no chiller e em seguida completar com água deionizada ou destilada

Dúvidas ou sugestões entre em contato conosco:

contato@aaicp.com.br

Acesse nosso site: www.aaicp.com.br