

CADINHOS DE GRAFITE PARA ANALISADORES LECO®



analytichem
your science enabled

Cadinhos de fusão a gás em grafite de alta pureza, fabricados sob rígido controle de qualidade para determinação de Oxigênio, Nitrogênio e Hidrogênio, compatíveis com os equipamentos LECO das séries 736, 836, 400/500/600 e RHEN602.

Ao realizar análise por combustão, você pode contar com a SCP Science/CONOSTAN para todas as suas necessidades em grafite. Cadinhos usinados com tolerâncias rígidas e sob controle de qualidade estrito, garantidos para atender ou superar as especificações originais dos equipamentos (OEM).



Diferenciais

- Ampla seleção de produtos disponível em estoque
- Referência cruzada com part numbers originais (OEM), onde aplicável
- Cadinhos customizados disponíveis sob consulta

Tabela de compatibilidade e part numbers

Cadinhos de fusão a gás inerte para determinação de Oxigênio, Nitrogênio e Hidrogênio, compatíveis com instrumentos LECO 736 Series, 836 Series, 400/500/600 Series e RHEN602.

Descrição	Embalagem	Referência Cruzada (OEM)	Código SCP Science
Cadinho Alta Temperatura	1000 un	782-720	110-100-501
Cadinho Externo	50 un	775-433	110-100-502
Cadinho Interno	1000 un	775-431	110-100-503
Cadinho	1000 un	767-277	110-100-504
Cadinho (para análise típica N/O)	1000 un	776-247	110-100-505
Cadinho	1000 un	760-034	110-100-516
Cadinho (RH/1E)	1000 un	762-213	110-100-517
Cadinho (RH-1EN)	1000 un	764-330	110-100-518
Cadinho Curto (RH-2)	100 un	769-520	110-100-519
Cadinho Alto (RH-3)	100 un	769-761	110-100-520
Tampa (para 110-100-519/520)	100 un	769-569	110-100-521
Cadinho	1000 un	760-414	110-100-523

